

Seria
HI 83200

Fotocolorimetre multiparametru pentru analiza apei

Un laborator complet la îndemâna dumneavoastră



De la

1.634 lei

+TVA

Elaborată pentru măsurători precise și rapide, seria de fotocolorimetre HI 83200 este compusă din 13 modele dotate cu o listă de parametri specifici diferitelor domenii de activitate:

Până la 44 metode de analiză, pentru cei mai importanți parametri de calitate ai apei:

- Acid cianuric
- Aluminu
- Alcalinitate
- Amoniac
- Argint
- Brom
- Bioxid de clor
- Calciu
- Clor liber
- Clor total
- Crom VI
- Culoarea apei
- Cupru
- Durtate (Ca)
- Durtate (Mg)
- Fier
- Fluor
- Fosfat
- Fosfor
- Hidrazină
- Iod
- Magneziu
- Mangan
- Molibden
- Nichel
- Nitrat
- Nitrit
- Oxigen dizolvat
- Ozon
- pH
- Potasiu
- Siliciu
- Sulfat
- Zinc

Specificații Tehnice

Sursă de lumină: lămpi de tungsten cu filtru de interferență.

Detectors: fotocelule siliconice

Port USB pentru conectare la PC.

Memorare date: 200 valori


Alimentare: adaptor 12V sau baterii reîncărcabile încorporate.

Factori de mediu: Temp. 0...50°C; UR max.

90% fără condens

Dimensiuni: 235x200x110 mm

Greutate: 640 g




Laborator




Industrie



Epurarea apelor



Piscine



Educație



Industria alimentară



Tratarea apelor