

HI 903



Titratore volumetric Karl Fischer

Specificații HI 903

Domeniu	100 ppm...100%
Rezoluție	1 ppm (0,0001%)
Unități de măsură	rezultatele pot fi afișate în: %, ppm, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/ml, μg/ml, mg/pc, μg/pc
Tipul probei	lichidă sau solidă
Determinare:	<ul style="list-style-type: none"> - Condiții pre-titrare: automat - Corecție drift background: automat sau selectabilă de operator - Criteriu de final: fix mV, stop drift relativ sau absolut - Dozare dinamică cu rată de pre-dispensare opțională - Statistici rezultate: medii, deviația standard
Biurete interschimbabile cu Sistem Clip Lock™	<ul style="list-style-type: none"> - Rezoluția pompei de dozare: 1/40000 (0,125 μl/dozare) - Acuratețea pompei de dozare: ± 0.1% din volumul biuretei - Seringă de precizie din sticlă, de 5 ml, cu piston din PTFE - Valvă motorizată cu 3 căi, material în contact cu lichidul PTFE - Tubulatură din PTFE cu izolație termică - Vârf de dispensie din sticlă, poziție fixă, anti-difuzie - Vas de titrare conic cu volum de operare între 50-150 ml - Sistem de manipulare solvent sigilat cu pompă de aer cu diafragma încorporată
Agitator magnetic digital	extern, controlat optic; viteză: 200...2000 rpm; rezoluția: 100 rpm
Display	LCD, color; 5.7" (320 x 240 pixeli)
Metode de titrare	până la 100 metode (standard și ale utilizatorului)
Stocare date	până la 100 de rapoarte de titrare; conformitate GLP
Alimentare:	230VAC, 50-60Hz
Mediu de operare	10-40°C, umiditate relativă 95%
Dimensiuni / Greutate	390x350x380 mm/ 10 kg
Livrare	electrod cu 2 pini de platină, pompă de dozare, biureta de 5 ml cu tuburi de aspirație și dozare, pompă de aer cu tubulatură, vas și sticlă de titrare cu toate fittingurile necesare, 4 cartușuri cu desicant, baghetă magnetică, recipient pentru deșeuri, cheie de calibrare, cablu USB, cablu de alimentare, aplicația HI900PC, stick de memorie, certificat de calitate, raportul de conformitate biuretă ISO 8655, manualul de instrucțiuni.



Perifere care pot fi conectate la titrator:



Preț fără TVA

21.625 lei