

# HI 83205

Fotocolorimetru multiparametru pentru  
determinarea nitriților din produse din carne



Preț  
**1.634 lei**

## Specificații tehnice

- Sursa de lumină: 4 lămpi de tungsten cu filtru de interferență 420/525/575/610 nm
- Detector: 4 fotocelule siliconice
- Conectare PC prin port USB
- Memorare date
- Alimentare prin adaptor 12V sau baterii reîncărcabile încorporate
- Dimensiuni: 235x200x110 mm
- Greutate: 640 g

Domenii de măsurare:  
0,00 ... 0,35 mg/l  $\text{NO}_2^-$   
0 ... 150 mg/l  $\text{NO}_2^-$

Determinarea se poate face ușor și precis:

- Se iau 10 ml din extractul apos al probei de analiză
- Se adaugă conținutul unui plic cu reactivul pentru măsurarea nitriților
- Se introduce proba în aparat și se efectuează citirea
- Aparatul afișează direct concentrația de nitriți în mg/l

Cu HI 83205 puteți efectua și analize de apă tehnologică sau apă de cazan pentru următorii parametri:

- aluminiu
- fier
- amoniac
- molibden
- brom
- nitrat
- dioxid de clor
- oxigen dizolvat
- clor liber
- pH
- clor total
- fosfat
- crom
- siliciu
- cupru
- zinc
- hidrazină

Se livrează cu 3 buc. cuve de măsurare, sticlă pentru oxigen dizolvat, baterii, adaptor 12V și instrucțiuni.  
Reactivii (pt. 100 sau 300 teste) se comandă separat în funcție de parametri care urmează a fi determinați.

HI 93707    Reactivi pentru 100 analize de nitriți domeniu mic (0,00...0,35 mg/l)    Preț 102 lei

HI 93708    Reactivi pentru 100 analize de nitriți domeniu mare (0...150 mg/l)    Preț 105 lei

Prețurile nu includ TVA.

Tel: 0264-599459 • Fax: 0264-598740  
www.hannainst.ro • info@hannainst.ro

**HANNA**<sup>®</sup>  
instruments