

HI 180

Mini-agitatoare magnetice compacte

Speedsafe™

Preț: 3(,0 LEI
(fără TVA)

- Forma rotundă
- Design dinamic
- Rezistență

Agitatoarele magnetice obișnuite au componente din inox sau aluminiu și sunt de cele mai multe ori prea mari și grele pentru a încapa cu ușurință în spațiul limitat din laborator. Seria HI 180 de la Hanna cuprinde agitatoare compacte, ușoare, ieftine, de forma rotundă, cu carcasa rezistentă la substanțe chimice și șocuri mecanice.

Agitatoarele Hanna au încorporat un sistem electronic de control care permite utilizatorului să regleze viteza de agitare cu mare precizie. În plus, mecanismul Speedsafe™ nu permite depășirea vitezei maxime de agitare, fenomen care poate apărea în cazul în care luați proba de pe agitator dar uitați să reduceți înainte viteza de agitare.

Agitatoarele din seria HI 180 sunt disponibile în nouă culori. Mai multe agitatoare de culori diferite pot fi folosite în laboratorul d-voastră pentru a identifica de exemplu probe diferite.

Oferta Hanna Instruments mai conține și alte tipuri de agitatoare: cu capacități diferite, cu afișarea digitală a turației, cu temporizator încorporat, cu schimbarea temporizată a sensului de rotație și altele.

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

Toate modelele sunt livrate cu mini-baghetă pentru agitare și manual de instrucțiuni.

- HI 180A-2 Mini-agitator galben deschis
- HI 180B-2 Mini-agitator verde deschis
- HI 180C-2 Mini-agitator albastru deschis
- HI 180D-2 Mini-agitator galben
- HI 180E-2 Mini-agitator verde
- HI 180F-2 Mini-agitator albastru
- HI 180G-2 Mini-agitator roșu
- HI 180H-2 Mini-agitator gri
- HI 180I-2 Mini-agitator sidefiu



HI 180G - roșu



HI 180H - gri



HI 180I - sidefiu



HI 180F - albastru



HI 180E - verde



HI 180D - galben



HI 180C - albastru deschis



HI 180B - verde deschis



HI 180A - galben deschis

Specificații

		HI 180
Capacitate maximă		1 litru
Domeniu viteză	Min.	100 rpm
	Max.	1000 rpm
Alimentare		220/240 VAC, 50/60 Hz
Material carcasă		plastic ABS
Condiții de mediu		de la 0 la 50°C; U.R. max. 95%
Dimensiuni		137 mm (dia) x 51 mm (h)
Greutate		640 g

HANNA instruments® Service

Str. Heltai Gaspar, 9A • 400427 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 599459 • Fax +40 264 598740

email: info@hannainst.ro • web: www.hannainst.ro

HANNA
instruments®
www.hannainst.ro

Un plus de culoare pentru laboratorul dumneavoastră